

# Soporte Universal Monta Pared para Pipetas


Ahorre espacio valioso en su área de trabajo sosteniendo y almacenando pipetas en el Soporte Universal Monta Pared, para Pipetas, por Heathrow Scientific.

El soporte de pipetas cuenta con dos soportes de montaje cual sostiene dos pipetas y se suministran con diversos segmentos superiores e inferiores de diferentes colores, cuales fácilmente se colocan en su posición. Esto permite que laboratorios rápidamente identifiquen las pipetas a través de códigos de color, o el usuario puede personalizar el sostenedor en los colores de su preferencia.

Una vez montado, la porta pipetas puede sostener con seguridad prácticamente todas marcas conocidas de pipetas. Los insertos en los segmentos superiores pueden agregarse o removerse para ajustarse a varios anchos en pipetas. Obtener o remplazar la pipeta con una sola mano es fácil con el diseño único de los segmentos que incluyen agarres de tracción que ayudan a centrar y mantener las pipetas en una posición vertical que ayuda a eliminar una contaminación potencial.

- Ideal para laboratorios que no deseen estar atados a una marca específica de pipetas, o que ya estén usando múltiples marcas
- Las pipetas se mantienen en posición vertical para prevenir contaminación
- La unidad no es autoclavable, sino que puede limpiarse con jabón/agua o desinfectantes comunes de laboratorio
- Hecho de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
- Patente US pendiente

No. Pieza	Segmento Inferior	Segmento Superior	L x A pulg.	L x A cm	Cantidad
HS120575	2 Azul	2 Azul	6.9 x 1.8	17.5 x 4.5	2/pqt.
	2 Verde	2 Verde			
	2 Transparente	1 Morado			
		1 Amarillo			



Sostiene dos (2) pipetas monocanal, o dos (2) multicanal, o una combinación de ambos.